

Vinyylikäsine käyttötarkoitus ja suoja



Terveysthuollon tehtävissä tarkista nämä:



- käsineet on CE-merkitty
- täyttävät EN455 -standardin vaatimukset ja ovat MD-asetuksen (EU) 2017/425 velvoitteiden mukaisia
- Testattu huolella mm. kemikaalien osalta



EN374-5:2016



**EN
455**

VALITSE VINYYLIKÄSINE NÄIHIN TEHTÄVIIN:

Lyhytkestoiset siivoustehtävät

Vinyylikäsine sopii nopeisiin siivoustehtäviin, mutta ei suojaa pitkäaikaisessa kemikaalialtistuksessa

Tarkista aina
käsinekohtainen
kemikaalikestävyys

Lyhyet, kuivat ja vähäriskiset hoitotehtävät

Vinyylikäsine ei kestä
Öljypohjaisia voiteita, joten
valitse ihovoiteen levittämistä
varten nitrilikäsine.

Vinyylikäsine ei huokoisen
materiaalinsa vuoksi suojaa potilasta
hoitajan aiheuttamalta kontaminaatiolta
eikä toisinpäin, joten mikäli suojauksen
tasosta on epäilyksiä, on nitrilikäsine
yleensä varmempi ja turvallisempi
valinta

Rasvattomien elintarvikkeiden käsittely

Vinyylikäsineissä käytetään
pehmentimiä, joiden yhteensopivuutta
rasvaisten elintarvikkeiden kanssa ei
ole testattu. Käytä vinyylikäsineitä
vain rasvattomien elintarvikkeiden
käsittelyyn.

Käyttötarkoitus:

	Nitriili	Lateksi	Vinyyli
Potilaan hoito	S	S	SK
Kehon eritteet (virtsa, uloste, sylki), mukaan lukien veri	S	S	EI
Sytostaatit (kemoterapia)	S	EI	EI
Öljypohjaiset voiteet (mukaan lukien hormonivoiteet)	S	EI	EI
Lyhyet siivoustehtävät	S	S	S
Alhaisen vaaran kemikaalit	tarkasta tuotekortista		
Elintarvikkeiden käsittely	S	S	SK

S Suositellaan käytettäväksi

SK Soveltuu käytettäväksi

EI Ei sovellu käyttötarkoitukseen

* ainoastaan rasvattomille elintarvikkeille

Käsineissä kannattaa valita luotettava toimittaja, joka takaa tuotteiden korkealaatuisuuden ja kantaa sekä sosiaalista että ympäristöön liittyvää vastuuta.

Abena on toimittanut käsineitä terveydenhuoltoon jo yli 30 vuoden ajan!

www.abena.fi